



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 29 de Julho de 2025.

Ofício nº 410/2025-IMVN/SECSAÚDE

A Senhora.
Andréia Cristina Possetti
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo da documentação técnica/amostras – Pregão Eletrônico nº 125/2024.

Prezado Senhor,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 142/2024, item 9.20 e 10 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES e das amostras – PÓS DISPUTA, do Pregão Eletrônico n.º 125/2024, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Segue parecer conclusivo da comissão técnica nomeada pela portaria n.º 41/2023, relativo à documentação técnica/amostra apresentada pela empresa BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 28.345.933/0001-30, ora vencedora do LOTE Nº 26, do referido certame:

01 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

1.1 – Documentação Técnica

Após análise da documentação técnica apresentada pela empresa supracitada, esta comissão decide por **APROVAR** os referidos documentos, pois estão de acordo com o solicitado em edital.

1.2 – Amostras

Itens: 31 – Aprovada.

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.


Renata N. M. Serra
Membro da Comissão


Marcela Cristina Magota
Membro da Comissão


Silvana R.D.C. de Anchieta
Membro da Comissão

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28.345.933/0001-30	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.18.405-4
Nome do Dispositivo Médico	Seringa de Insulina Estéril para Uso Único com agulha fixa		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Seringas Descartáveis		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81840549016		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.652118/2023-63</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C010135 - Endereço: N° 1388, CANGXING STREET, YUHANG DISTRICT, HANZZHOU, ZHEJIANG - CHINA		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	16/10/2023		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IU 81840549016 Seringa de Insulina Estéril para Uso Único com agulha fixa.pdf	1195282/23-1 - 31/10/2023 - 05:08

Modelo Produto Médico

0,3ml / Tipo 7 / U-100: ISY-7032806-100 (28G 15/64"-0,36x6mm), ISY-7032808-100 (28G 5/16"-0,36x8mm), ISY-7032812-100 (28G 1/2" -0,36x12mm),

ISY-7032906-100 (29G 15/64"-0,33x6mm), ISY-7032908-100 (29G 5/16"-0,33x8mm), ISY-7032912-100 (29G 1/2"-0,33x12mm),

ISY-7033006-100 (30G 15/64"-0,30x6mm), ISY-7033008-100 (30G 5/16"-0,30x 8mm), ISY-7033012-100 (30G 1/2"-0,30x12mm)

ISY-7033106-100 (31G 15/64"-0,25x6mm), ISY-7033108-100 (31G 5/16"-0,25x8mm), ISY-7033112-100 (31G 1/2"-0,25x12mm),

ISY-7033206-100 (32G 15/64"-0,23x6mm), ISY-7033208-100 (32G 5/16"-0,23x8mm), ISY-7033212-100 (32G 1/2"-0,23x12mm).

0,5ml / Tipo 7 / U-100: ISY-7052806-100 (28G 15/64"-0,36x6mm), ISY-7052808-100 (28G 5/16"-0,36x8mm), ISY-7052812-100 (28G 1/2"-0,36x12mm),

ISY-7052906-100 (29G 15/64"-0,33x6mm), ISY-7052908-100 (29G 5/16"-0,33x8mm), ISY-7052912-100 (29G 1/2"-0,33x12mm),


ISY-7053006-100 (30G 15/64"-0,30x6mm), ISY-7053008-100 (30G 5/16"-0,30x 8mm), ISY-7053012-100 (30G 1/2"-0,30x12mm),

ISY-7053106-100 (31G 15/64"-0,25x6mm), ISY-7053108-100 (31G 5/16"-0,25x8mm), ISY-7053112-100 (31G 1/2"-0,25x12mm),

ISY-7053206-100 (32G 15/64"-0,23x6mm), ISY-7053208-100 (32G 5/16"-0,23x8mm), ISY-7053212-100 (32G 1/2"-0,23x12mm).

Ficha Técnica

Seringa de Insulina Estéril para Uso Único com Agulha Fixa - Venper




1. Descrição

Seringa de Insulina Estéril para Uso Único com Agulha Fixa é um dispositivo médico, estéril, descartável, de uso único, confeccionada em propileno (PP), livre de látex e DEHP, escala de graduação em unidades de insulina U-100. Agulha em aço inox fixa, lubrificada e tri facetada, sem espaço morto o que diminui o desperdício de medicamento durante a aspiração e a injeção.

2. Indicação de uso

Para administração de insulina e/ou outros medicamentos, no tecido subcutâneo em pacientes adultos e pacientes pediátricos.

3. Especificações



Número	Componente	Material
1	Capa da agulha	Polipropileno (PE)
4	Hub da agulha	Polipropileno (PE)
5	Cilindro	Polipropileno (PE)
6	Pistão do embolo	Borracha sintética
7	Anéis de vedação	Borracha sintética
8	Êmbolo	Borracha sintética
9	Apoio para dedo para pressionar	Polipropileno (PE)
11	flange	Polipropileno (PE)
13	Capacidade nominal	-
14	Escala de graduação	Tinta
15	Linha zero	Tinta
16	Agulha	Aço inox

4. Apresentação

Código	Diâmetro/Gauge	Escala	Capacidade	Dimensões	Caixa/unid.
ISY - 7102912 -100	29G	U-100	1,0 ml	12,7 mm x 0,33 mm	100
ISY - 7103008 -100	30 G	U-100	1,0 ml	8 mm x 0,30 mm	100
ISY - 7103106 -100	31 G	U-100	1,0 ml	6 mm x 0,25 mm	100
ISY - 7052912-100	29G	U-100	0,5 ml	12,7 mm x 0,33 mm	100
ISY - 7053008-100	30 G	U-100	0,5 ml	8 mm x 0,30 mm	100
ISY - 7053106-100	31 G	U-100	0,5 ml	6 mm x 0,25 mm	100
ISY - 7033008-100	30 G	U-100	0,3 ml	8 mm x 0,30 mm	100
ISY - 7033106-100	31 G	U-100	0,3 ml	6 mm x 0,25 mm	100

5. Modo de usar

- Antes de iniciar o procedimento, selecione o tamanho da seringa de acordo com as características que o procedimento requer (aplicação de injeção (ID, SC). Verifique a integridade da embalagem, e certifique-se que a data de validade esteja vigente;
- Higienizar as mãos;
- Faça antisepsia da tampa do frasco do medicamento com álcool a 70%;
- Utilizando técnica asséptica, abra a embalagem da seringa, sem remover o protetor da agulha. Aspire ar até atingir as marcas das unidades correspondente a quantidade prescrita;
- Retire a tampa da seringa e injete o ar aspirado dentro do frasco do medicamento;



 Rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande
Cariacica/ES CEP: 29146-430

 www.bramedhospitalar.com.br
contato@bramedhospitalar.com.br

 (27) 3070-6870

- Coloque o frasco com abertura invertida, na posição vertical e tracione o embolo da seringa, até atingir o volume corresponde a dose prescrita;
- Desacople o frasco e retire eventuais bolhas que surgirem dentro do corpo da seringa, dando leves batidinhas com os dedos;
- Selecione o local da aplicação e realize a assepsia do local com álcool a 70%;
- Pince a pele, realizando uma prega cutânea, com os dedos indicador e polegar, e introduza a agulha na pele num ângulo de 90°, em seguida empurre o embolo da seringa injetado o medicamento;
- Retire a agulha da pele;
- Descarte a seringa conforme normas da instituição.

6. Fabricante - Origem

Promisemed Hangzhou Meditech Co. Ltda - China

7. Esterilização

O produto é esterilizado por exposição ao gás Óxido de Etileno (EtO).

8. Embalagem

A seringa é embalada individualmente em um blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente fechado por termo selagem contendo 01 unidade. Acondicionadas em caixa com 100 unidades.

9. Precauções

- Não utilizar se a embalagem unitária estiver aberta, deteriorada, úmida e se o produto estiver sujo e/ou danificado.
- Utilizar imediatamente após a abertura da embalagem unitária.
- Usar uma única vez e descartar de maneira segura para evitar risco de infecção e acidentes.
- Não utilizar se a capa protetora não estiver em seu devido lugar.
- Não re esterilizar.

10. Registro na ANVISA

81840549016

11. Detentor do registro, importador e distribuidor

BRAMED Comércio Hospitalar do Brasil Ltda.